



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



WB 一抗稀释液（封闭型）

产品货号	产品名称	包装
DW1065	WB 一抗稀释液（封闭型）	500ml

产品介绍：

本品适用于免疫组织化学、免疫印迹等实验中一抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分，有效增加了稀释后抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的一抗可在 2 ~ 8℃保存和使用不少于 1 个月，可以反复多次用于 Western。

本品为封闭型一抗稀释液，可以减小一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。

本品建议使用一次，重复使用封闭效果会降低。

保存说明：

-20℃保存。

使用说明：

参考所用的一抗的说明，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于蛋白印迹和免疫染色实验。一次实验结束后，可以回收稀释的一抗，4℃保存，以用于下次的实验。

注意事项：

1. 本产品宜分装后冻存，切忌多次反复冻融。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海