



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



人结肠癌细胞 HT-29 (HT29)

产品货号	产品名称	包装
PM-0652	人结肠癌细胞 HT-29 (HT29)	1×10 ⁶ cells

产品介绍:

细胞英文(简称) : HT-29/HT29

细胞名称: HT-29 人结肠癌细胞

背景资料: 收到细胞, 请查看瓶子是否有破裂, 培养基是否漏出, 是否浑浊, 如有请尽快和我们联系。如包装完好, 取出 25cm² 培养瓶, 75%酒精消毒, 拆下封口膜, 在显微镜下观察细胞形态是否正常, 细胞的贴壁情况以及细胞密度, 然后放入 37℃, 5%CO₂ 细胞培养箱中静置 2-3 小时, 以稳定细胞状态。

代次: P3

规格: T25

细胞数: 1×10⁶ cells

细胞形态: 贴壁

安全级别: 2

组织来源: 器官: 食管; 疾病: 癌

细胞活力: 95% (Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测: 细胞不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

培养条件: 90%5A+10% FBS+PS

传代方法: 建议 1:2-1:3 两天换液一次

冻存条件: 无血清细胞冻存液 (DW0016), 或者 40%血清+5%DMSO+基础培养基 (DW0096)

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

网址: www.dowobio.com

电话: 400-663-7797

邮箱: dowobio@163.com



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

上海多沃