



## 二甲基亚砜 DMSO (分子生物学级)

| 产品货号   | 产品名称                | 包装    |
|--------|---------------------|-------|
| DW0365 | 二甲基亚砜 DMSO (分子生物学级) | 100ml |

### 产品介绍:

DMSO 即 dimethyl sulfoxide, 中文名为二甲亚砜。分子式为  $C_2H_6OS$ , 分子量为 78.13, 纯度 >99.9%, 分子生物学级,  $\geq 99.5\%$ (GC)。常温下为无色无臭的透明液体, 是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性, 能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物,

本品为无菌产品, 可用于细胞冻存, 进口分装。

### 保存说明:

室温保存

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海