



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



100mM EDTA(无菌, pH8.0)

产品货号	产品名称	包装
DW2234	100mM EDTA(无菌, pH8.0)	100ml

产品介绍:

100mM EDTA (无菌, pH 值 8.0) 是一种水溶液, 制备方法为: 将 $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶解在蒸馏去离子水中, 并使用氢氧化钠将 pH 值调整至 8.0。这种无菌过滤溶液适用于需要二价金属离子螯合剂的生物化学或分子生物学应用。

此产品已经过过滤除菌。

保存温度: 4 度保存, 一年有效。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海