



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



1M MES Buffer, pH 6.5 (无菌)

产品货号	产品名称	包装
DW3176	1M MES Buffer, pH 6.5 (无菌)	100ml

产品介绍:

MES 是常用作生物缓冲液, 在 25°C 下 pKa 为 6.15, 有效缓冲范围在 pH5.5 ~ 6.7 之间, 常用 pH 值为 5.5、6.0、6.5。

本品 pH 值为 6.5, 浓度: 1M。此产品已经过过滤除菌。

保存温度: 4 度保存, 一年有效。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海