



20%葡萄糖溶液（细胞级，无菌）

产品编号	产品名称	包装
DW0366	20%葡萄糖溶液（细胞级，无菌）	100ml

产品介绍

葡萄糖(Glucose, Dextrose)又称玉米葡糖，简称葡糖，化学式 $C_6H_{12}O_6$ 分子量为 180.16，是自然界分布最广、最重要的一种单糖，属于多羟基醛。水溶液旋光向右，故亦称“右旋糖”，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质，植物可通过光合作用产生葡萄糖，在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。

Dowobio 葡萄糖溶液(20%,无菌)由葡萄糖、去离子水组成，经无菌处理，可用于细胞培养基的添加剂用途极其广泛，是一种非常重要的辅助试剂。

保存与运输方法

保存：4℃保存，一年有效。运输：冰袋运输。

注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海