



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



100mM Glycine (Ph2.5)

产品编号	产品名称	包装
DW1212	100mM Glycine (Ph2.5)	100ml

产品介绍

甘氨酸-盐酸缓冲液，常用于亲和层析中洗脱抗体，尤其在 Protein A/G 纯化流程里作为酸性洗脱液使用。

甘氨酸化学式为 $C_2H_5NO_2$ ，具有强缓冲性，酸性条件下可破坏抗体与配体间的结合。

浓度与 pH: 100 mM, pH: 2.5

保存与运输方法

保存：常温保存，一年有效。

注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海